

Sistema de Espiral Periférico Azur CX 35 (Destacável 10-20mm)

Instruções de Utilização

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O Sistema de Espiral Periférico Destacável AZUR CX 35 (sistema AZUR) consiste num implante de espiral ligado a um sistema de colocação. As espirais são fabricadas à base de platina com uma camada interior de polímero hidrofílico. O impulsor de colocação é acionado por um Controlador de Separação AZUR para separar seletivamente as espirais. O Controlador de Separação AZUR é fornecido separadamente.

O sistema AZUR está disponível numa ampla variedade de diâmetros e comprimentos de espiral. A espiral Azur Destacável 35 só deve ser introduzida através de um cateter reforçado com duplo entrançado com o diâmetro interno especificado.

Tabela 1			
Tipo de espiral	D.I. do cateter		Tempo de reposicionamento
	polegadas	mm	
AZUR Destacável 35	0,041–0,047	1,04–1,19	20 minutos

O componente da espiral implantável que permanece no paciente após a separação consiste em:

Tabela 2		
Material do implante		AZUR CX Destacável 35*
Substâncias metálicas	Ligas de platina	≤ 1,36g
Substâncias não metálicas	<ul style="list-style-type: none">Copolímero reticulado: acrilamida e ácido acrílicopoliolefina, adesiva	≤ 0,02g
* Teor aproximado		

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO/UTILIZAÇÃO PREVISTA

O sistema AZUR destina-se a reduzir ou bloquear a taxa de fluxo sanguíneo em vasos da vasculatura periférica. Destina-se a ser utilizado na gestão radiológica intervencional de malformações arteriovenosas, fistulas arteriovenosas, aneurismas e outras lesões da vasculatura periférica.

CONTRAINDICAÇÕES

A utilização do sistema AZUR é contraindicada em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- Quando não é possível colocar uma espiral super seletiva.
- Quando as artérias de destino conduzem diretamente a nervos.
- Quando as artérias que abastecem a lesão a ser tratada não tem tamanho

suficiente para aceitar êmbolos.

- Quando a derivação A-V é maior do que a espiral.
- Na presença de doença ateromatosa grave.
- Na presença de vasospasmo (ou provável início de vasospasmo).

POTENCIAIS COMPLICAÇÕES

As potenciais complicações incluem, mas sem limitações: hematoma no local de entrada, perfuração de vaso/aneurisma, oclusão indesejada da artéria principal, preenchimento incompleto, trombose vascular, hemorragia, isquemia, vasospasmo, edema, migração ou má colocação da espiral, separação prematura ou difícil da espiral, formação de coágulo, revascularização, síndrome pós-embolização e défices neurológicos, incluindo acidente vascular cerebral, e possível morte.

O médico deve estar atento a estas complicações e instruir os pacientes quando indicado. Deve considerar-se a gestão adequada dos pacientes.

ITENS ADICIONAIS NECESSÁRIOS

- Controlador de Separação AZUR
- Cateter com tamanho apropriado e suporte entrançado duplo para a introdução do sistema AZUR
- Fios guia compatíveis com cateter
- Válvulas hemostáticas rotativas (VHR) em Y
- Torneiras de três vias
- Solução salina estéril pressurizada
- Torneira de uma via
- Cronômetro ou temporizador

AVISOS E PRECAUÇÕES

Atenção: de acordo com a lei federal dos Estados Unidos, este dispositivo só pode ser vendido por médicos ou mediante a ordem destes.

- Este dispositivo deve ser utilizado apenas por médicos que tenham recebido a devida formação em procedimentos de embolização vascular periférica.
- O sistema AZUR é fornecido estéril e epirogênico, a menos que a embalagem esteja aberta ou danificada.
- Este dispositivo destina-se apenas a uma única utilização. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização pode comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou provocar a sua falha, o que, por sua vez, pode resultar em lesões, doença ou morte do paciente.
A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização pode também criar um risco de contaminação do dispositivo e/ou provocar a infecção ou infecção cruzada do paciente, incluindo, mas sem limitações, a transmissão de doença(s) infecciosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode resultar em lesões, doença ou morte do paciente.
- É necessária angiografia na avaliação pré-embolização, no controle operatório e no seguimento pós-embolização.
- Não avance o impulsor de colocação com força excessiva. Determine a

causa de qualquer resistência invulgar, retire o sistema AZUR e verifique se existem danos.

- Avance e retraia o sistema AZUR de forma lenta e suave. Retire todo o sistema AZUR caso se observe fricção excessiva. Caso se observe fricção excessiva com um segundo sistema AZUR, verifique se existem danos ou dobras no cateter.
- A espiral tem de estar devidamente posicionada no vaso ou aneurisma dentro do tempo de reposição especificado a partir do momento em que o dispositivo é introduzido no cateter. Se não for possível posicionar e separar a espiral dentro deste período, retire o dispositivo e o cateter em simultâneo. Posicionar o dispositivo num ambiente de baixo fluxo pode aumentar o tempo de reposicionamento.
- Se for necessário reposicionamento, tenha o especial cuidado de retrain o implante sob fluoroscopia num movimento sincronizado com o impulsor de colocação.
Se a espiral não se mover de forma sincronizada com o impulsor de colocação, ou se o reposicionamento for difícil, a espiral poderá ter-se alongado e poderá quebrar-se. Retire cuidadosamente e elimine todo o dispositivo.
- Devido a natureza delicada das espirais, aos acessos vasculares tortuosos que conduzem a certas lesões e as variações morfológicas da vasculatura, a espiral poderá ocasionalmente alongar-se durante o seu manuseamento. O alongamento da espiral poderá provocar a sua quebra e migração.
- Se for necessário retirar uma espiral da vasculatura após a implantação, não tente retirar a espiral com um dispositivo de recuperação, como um laço, para dentro do cateter de introdução. Isto pode danificar a espiral e provocar a separação do dispositivo. Retire a espiral, o cateter e qualquer dispositivo de recuperação da vasculatura em simultâneo.
- É normalmente necessário introduzir múltiplas espirais para se atingir a oclusão desejada de algumas vasculaturas ou lesões. O desfecho pretendido do procedimento é, normalmente, a oclusão angiográfica. As propriedades de enchimento das espirais facilitam a oclusão angiográfica.
- A tortuosidade ou uma anatomia vascular complexa poderá afetar a colocação precisa da espiral.
- O efeito a longo prazo deste produto em tecidos extravasculares não foi determinado, pelo que deverá ter-se cuidado para manter este dispositivo no espaço intravascular.
- Certifique-se sempre de que estão disponíveis pelo menos dois Controladores de Separação AZUR antes de iniciar um procedimento com um sistema AZUR.
- A espiral não pode ser separada com outra fonte de alimentação além de um Controlador de Separação AZUR.
- NÃO coloque o impulsor de colocação sobre uma superfície metálica exposta.
- Manuseie sempre o impulsor de colocação com luvas cirúrgicas.
- NÃO utilize em conjunto com dispositivos de radiofrequência (RF).

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

1. Consulte na Figura 1 o diagrama de configuração.
2. Selecione um cateter com o diâmetro interno apropriado para introdução da espiral.
3. Fixe uma válvula hemostática rotativa (VHR) no conector do cateter. Fixe uma torneira de uma via no braço lateral da VHR e, em seguida, ligue a linha de solução de irrigação à torneira. Se estiver a ser utilizado o mapeamento do trajeto fluoroscópico, deve ser também incorporado um cateter guia apropriado com uma VHR e uma linha de solução de irrigação ligadas.
4. Abra a torneira, irrigue o cateter com solução de irrigação estéril e, em seguida, feche a torneira. Para minimizar o risco de complicações tromboembólicas, é essencial manter uma infusão contínua de solução de irrigação estéril adequada para o(s) cateter(es) e para a bainha femoral.

CATERIZAÇÃO DA LESÃO

5. Aceda ao vaso principal ou à lesão vascular utilizando procedimentos de intervenção padrão.
6. Após o microcateter ter sido posicionado no local alvo, retire o fio guia.




Figura 1 – Diagrama de configuração do sistema AZUR

SELEÇÃO DO TAMANHO DA ESPIRAL

7. Realize um mapeamento do trajeto fluoroscópico.
8. Meça e calcule o tamanho da lesão a ser tratada.
9. Para a oclusão de um aneurisma, o diâmetro da primeira e da segunda espirais colocadas nunca deve ser inferior a largura do colo do aneurisma, ou poderá haver uma propensão acrescida para a migração das espirais.
10. Para oclusão de um vaso, selecione uma espiral de tamanho ligeiramente maior do que o diâmetro do vaso.

11. A seleção do tamanho correto da espiral aumenta a eficácia e a segurança do paciente. A eficácia da oclusão está, em parte, na função de compactação e da massa total da espiral. Para escolher o tamanho ideal da espiral para uma determinada lesão, examine os angiogramas pré-tratamento. O tamanho adequado da espiral deverá ser escolhido com base na avaliação angiográfica do diâmetro do vaso alvo e do vaso principal, da cúpula e do colo do aneurisma.

PREPARAÇÃO DO SISTEMA AZUR PARA COLOCAÇÃO




Figura 2 – Controlador de separação AZUR

12. Retire o Controlador de Separação AZUR da respectiva embalagem protetora. Puxe a patilha branca da parte lateral do controlador de separação. Elimine a patilha e coloque o controlador de separação no campo estéril. O Controlador de Separação AZUR é embalado separadamente como um dispositivo estéril. Não utilize outra fonte de alimentação além de um Controlador de Separação AZUR para separar a espiral. O Controlador de Separação AZUR destina-se a ser utilizado num único paciente. Não tente reesterilizar ou de alguma forma reutilizar o Controlador de Separação AZUR.
13. Antes de utilizar o dispositivo, retire a extremidade proximal do impulsor de colocação do aro de embalagem. Tenha cuidado para evitar contaminar esta extremidade do impulsor de colocação com substâncias estranhas, tais como sangue ou contraste. Insira firmemente a extremidade proximal do impulsor de colocação na seção afunilada do Controlador de Separação AZUR. Consulte a Figura 2. Não prima o botão de separação nesta altura.
14. Aguarde três segundos e observe a luz indicadora no controlador de separação.
- Se a luz verde não surgir ou se surgir uma luz vermelha, substitua o

dispositivo.

- Se a luz ficar verde e depois se desligar a qualquer altura durante o período de observação de três segundos, substitua o dispositivo.
- Se a luz verde ficar fixa durante todo o período de observação de três segundos, continue a utilizar o dispositivo.

15. Segure o dispositivo imediatamente distal ao bloqueio retrátil e puxe o bloqueio retrátil proximamente para expor a patilha na bainha introdutora. Consulte a Figura 3.




Figura 3 – Puxar o bloqueio retrátil proximamente

16. Avance lentamente a espiral para fora da bainha introdutora e inspecione-a quanto a danos ou irregularidades. **Caso se observem quaisquer danos na espiral ou impulsor de colocação, NÃO utilize o dispositivo.**

17. Com a extremidade distal da bainha introdutora virada para baixo, retraia cuidadosamente o implante completamente para dentro da bainha introdutora cerca de 1 a 2cm.

INTRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AZUR

18. Abra a VHR no cateter apenas o suficiente para aceitar a bainha introdutora do sistema AZUR.

19. Insira a bainha introdutora do sistema AZUR através da VHR. Irrigue o introdutor até que o mesmo seja completamente purgado de ar e que a irrigação de solução salina saia pela extremidade proximal.

20. Encaixe a ponta distal da bainha introdutora na ponta distal do conector do cateter e feche **ligeiramente** a VHR em redor da bainha introdutora para fixar a VHR ao introdutor. **Não aperte demasiado a VHR em redor da bainha introdutora. O aperto excessivo pode danificar o dispositivo.**

21. Empurre a espiral para o lúmen do cateter. Tenha cuidado para evitar prender a espiral na junção entre a bainha introdutora e o conector do cateter. **Inicie a temporização utilizando um cronômetro ou temporizador no momento em que o dispositivo entrar no cateter. A separação deve ocorrer dentro do tempo de reposicionamento especificado.**
22. Empurre o sistema AZUR através do cateter até a extremidade proximal do impulsor de colocação encontrar a extremidade proximal da bainha introdutora. Afrouxe a VHR. Retraia a bainha introdutora para fora da VHR. Feche a VHR em redor do impulsor de colocação. Deslize a bainha introdutora até sair completamente do impulsor de colocação. Tenha cuidado para não dobrar o impulsor de colocação. Para impedir a hidratação prematura do sistema AZUR, certifique-se de que existe um fluxo da irrigação de solução salina.
23. Elimine a bainha introdutora. O sistema AZUR não pode ser reembainhado após a introdução no microcateter.
24. Nesta altura, é necessário iniciar a orientação fluoroscópica. Dependendo do comprimento do cateter utilizado, a visualização fluoroscópica pode ser atrasada para minimizar a exposição.
25. Sob orientação fluoroscópica, avance lentamente a espiral para fora da ponta do cateter. Continue a avançar a espiral na lesão até ser alcançada uma implantação ótima. Reposicione, se necessário. Se o tamanho da espiral não for adequado, retire e substitua por outro dispositivo. Caso se observe o movimento indesejado da espiral sob fluoroscopia após a colocação e antes da separação, retire a espiral e substitua por outra de tamanho mais adequado. O movimento da espiral pode indicar que esta pode migrar assim que for separada. **NÃO** rode o impulsor de colocação durante ou após a colocação da espiral na vasculatura. A rotação do impulsor de colocação pode resultar no alongamento da espiral ou na separação prematura desta em relação ao impulsor de colocação, o que poderá resultar na migração da espiral. A avaliação angiográfica também deverá ser realizada antes da separação para garantir que a massa da espiral não fica protuberante na vasculatura indesejada.
26. Conclua a implantação e qualquer reposicionamento de forma que a espiral seja separada dentro do tempo de reposicionamento especificado na Tabela 1. Após o período especificado, o inchaço do polímero hidrofílico pode impedir a passagem através do cateter e danificar a espiral. **Se não for possível posicionar e separar a espiral dentro do período especificado, retire o dispositivo e o cateter em simultâneo.**
27. Avance a espiral para o local pretendido até o marcador radiopaco proximal no impulsor de colocação ficar alinhado ou ligeiramente distal em relação ao marcador RO da ponta distal do cateter, posicionando a zona de separação imediatamente fora da ponta do cateter. Consulte a Figura 4.
28. Aperte a VHR para impedir o movimento da espiral.
29. Verifique repetidamente se a haste distal do impulsor de colocação não está sob tensão antes da separação da espiral. A compressão ou tensão axial pode fazer com que a ponta do cateter se mova durante a colocação da espiral. O movimento da ponta do cateter pode provocar a perfuração do

aneurisma ou do vaso.




Figura 4 – Posição das fitas de marcadoras para separação

SEPARAÇÃO DA ESPIRAL

30. O Controlador de Separação AZUR é pré-carregado com baterias e será ativado quando estiver corretamente ligado um impulsor de colocação. Está no modo “desligado” quando não estiver ligado nenhum impulsor de colocação. Não é necessário premir o botão na parte lateral do Controlador de Separação AZUR para o ativar.
31. Verifique se a VHR está firmemente bloqueada em redor do impulsor de colocação antes de fixar o Controlador de Separação AZUR para garantir que a espiral não se move durante o processo de ligação.
32. Embora os conectores dourados do impulsor de colocação tenham sido concebidos para serem compatíveis com sangue e contraste, devem ser envidados todos os esforços para manter os conectores livres de tais substâncias. Se parecer existir sangue ou contraste nos conectores, limpe-os com água estéril ou solução salina antes de os ligar ao Controlador de Separação AZUR.
33. Ligue a extremidade proximal do impulsor de colocação ao Controlador de Separação AZUR inserindo firmemente a extremidade proximal do impulsor de colocação na seção afunilada do Controlador de Separação AZUR. Consulte a Figura 2.
34. Quando o Controlador de Separação AZUR estiver devidamente ligado ao impulsor de colocação, será emitido um sinal sonoro isolado e a luz ficará verde para assinalar que está pronto para separar a espiral. Se o botão de separação não for premido em 30 segundos, a luz verde fixa muda para lentamente intermitente. Tanto a luz verde intermitente como a fixa indicam que o dispositivo está pronto para a separação. Se a luz verde não surgir, verifique se foi estabelecida a ligação. Se a ligação estiver correta e não surgir nenhuma luz verde, substitua o Controlador de Separação AZUR.
35. Verifique a posição da espiral antes de premir o botão de separação.
36. Prima o botão de separação. Ao premir o botão, será emitido um sinal sonoro e a luz ficará verde intermitente.
37. No final do ciclo de separação, serão emitidos três sinais sonoros e a luz ficará amarela intermitente três vezes. Isto indica que o ciclo de separação

está concluído. Se a espiral não se separar durante o ciclo de separação, deixe o Controlador de Separação AZUR ligado ao impulsor de colocação e tente efetuar outro ciclo de separação quando a luz ficar verde.

38. A luz ficará vermelha após o número de ciclos de separação especificado na rotulagem do Controlador de Separação AZUR. NAO utilize o Controlador de Separação AZUR se a luz estiver vermelha. Elimine o Controlador de Separação AZUR e substitua-o por um novo quando a luz estiver vermelha.
39. Verifique a separação da espiral afrouxando primeiro a válvula VHR e, em seguida, recuando lentamente o sistema de colocação e verificando se não há movimento da espiral. Se o implante não se tiver separado, não tente separá-lo mais de duas vezes adicionais. Se não se separar após a terceira tentativa, retire o sistema de colocação.
40. Depois de confirmada a separação, retraia lentamente e retire o impulsor de colocação. **O avanço do impulsor de colocação depois de separada a espiral implica o risco de ruptura do aneurisma ou do vaso. NÃO avance o impulsor de colocação depois de separada a espiral.**
41. Verifique angiograficamente a posição da bobina.
42. Podem ser introduzidas espirais adicionais na lesão, conforme descrito acima. Antes de remover o cateter do local de tratamento, coloque um fio guia de tamanho correto completamente através do lúmen do cateter para garantir que nenhuma parte da última espiral permanece dentro do cateter. Fica ao critério do médico modificar a técnica de implantação da espiral consoante a complexidade e variação dos procedimentos de embolização. Todas as modificações de técnicas devem ser consistentes com os procedimentos, avisos, precauções e informações de segurança do paciente descritos previamente.

ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR DE SEPARAÇÃO AZUR

- Tensão de saída: 8 ± 1 VCC
- Limpeza, inspeção preventiva e manutenção: o Controlador de Separação AZUR é um dispositivo de utilização única, pré-carregado com baterias e embalado estéril. Não é necessária limpeza, inspeção ou manutenção. Se o dispositivo não apresentar um desempenho conforme descrito na seção Separação destas Instruções, elimine o Controlador de Separação AZUR e substitua-o por uma unidade nova.
- O Controlador de Separação AZUR é um dispositivo de utilização única. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização pode comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou provocar a sua falha, o que, por sua vez, pode resultar em lesões, doença ou morte do paciente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização pode também criar um risco de contaminação do dispositivo e/ou provocar a infecção ou infecção cruzada do paciente, incluindo, mas sem limitações, a transmissão de doença(s) infecciosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode resultar em lesões, doença ou morte do paciente.
- As baterias são pré-carregadas nos Controladores de Separação AZUR. Não tente remover ou substituir as baterias antes da utilização.

- Após a utilização, elimine o Controlador de Separação AZUR de forma consistente com os regulamentos locais.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O sistema AZUR está colocado dentro de um tubo dispensador protetor de plástico e embalado numa bolsa e caixa cartonada. O sistema AZUR e o tubo dispensador permanecerão estéreis, a não ser que a embalagem seja aberta, danificada ou a data de validade tenha passado. Armazene em local seco, com temperatura ambiente controlada.

O Controlador de Separação AZUR é embalado separadamente numa bolsa protetora e caixa cartonada. O Controlador de Separação AZUR foi esterilizado; permaneceu estéril, a não ser que a bolsa seja aberta, danificada ou a data de validade tenha passado. Armazene em local seco, com temperatura ambiente controlada.

Após a utilização, elimine o impulsor de colocação e o controlador de separação de acordo com a política do hospital, administrativa e/ou do governo local.

PRAZO DE VALIDADE

Consulte no rótulo do produto o prazo de validade do dispositivo. Não utilize o dispositivo depois do prazo de validade indicado no rótulo.



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE IRM

Os testes não clínicos demonstraram que o implante do Sistema de Espiral de Embolização Periférico AZUR CX 35 é seguro em RM sob determinadas condições. Um paciente com este dispositivo pode ser examinado em segurança num sistema de RM cumprindo as seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5Tesla e 3Tesla, apenas.
- Campo magnético com um gradiente espacial máximo de 5000gauss/cm (50T/m).
- Taxa de absorção específica (SAR) máxima média de corpo inteiro reportada no sistema de RM de 2W/kg durante 15 minutos de exame (ou seja, por sequência de impulsos) no Modo de Funcionamento Normal.

Nas condições de exame definidas acima, prevê-se que o implante do Sistema de Espiral de Embolização Periférico AZUR produza um aumento de temperatura máximo de 1,3°C após 15 minutos de exame contínuo (ou seja, por sequência de impulsos).

Em testes não clínicos, o artefato de imagem provocado pelo implante do Sistema de Espiral de Embolização Periférico AZUR estende-se aproximadamente 41,3mm em diâmetro e 21,3mm em altura do implante quando a imagem é adquirida com uma sequência de impulsos de eco de gradiente e rotação e um sistema de IRM de 3Tesla. A MicroVention, Inc. recomenda que o paciente registre as condições de RM enunciadas nas presentes Instruções de Utilização junto da MedicAlert Foundation ou organização equivalente.

MATERIAIS

O sistema AZUR não contém materiais em látex ou PVC.

AVISOS ADICIONAIS PARA O UTILIZADOR

- Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.
- Para consultar o Resumo da segurança e do desempenho clínico (SSCP), aceda a <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> (UDI-DI básico 08402732AZURCOILZN).
- As Instruções de Utilização eletrônicas (eIFU) estão disponíveis através do website da MicroVention: <https://microvention.com/peripheral-products/product-use-and-safety>
- Implante permanente. Acompanhamento necessário a critério do médico.

GARANTIA

A MicroVention, Inc. garante que foi usado cuidado razoável na conceção e fabricação deste dispositivo. Esta garantia substitui e exclui todas as outras garantias não estabelecidas expressamente no presente documento, sejam expressas ou implícitas por execução da lei ou de outra forma, incluindo, entre outras, qualquer garantia implícita de comercialização ou de adequação a um fim específico. O manuseamento, armazenamento, limpeza e esterilização do dispositivo, assim como fatores relacionados com o paciente, diagnóstico, tratamento, procedimento cirúrgico e outros pontos além do controle da MicroVention, Inc. afetam diretamente o dispositivo e os resultados obtidos com a sua utilização. A única obrigação da MicroVention, Inc. ao abrigo desta garantia está limitada a reparação ou substituição deste dispositivo até a sua data de validade. A MicroVention, Inc. não será responsável por qualquer perda incidental, indireta, especial ou consequencial, danos ou despesas direta ou indiretamente resultantes da utilização deste dispositivo. A MicroVention, Inc. não assume, nem autoriza qualquer outra pessoa a assumir por ela, qualquer outra responsabilidade adicional associada a este dispositivo. A MicroVention, Inc. não assume responsabilidade em relação a dispositivos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados e não dá garantias, expressas ou implícitas, incluindo entre outras, a comercialização ou adequação para a utilização pretendida em relação a esse dispositivo.





Os preços, as especificações e a disponibilidade dos modelos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

©Copyright 2024 Terumo Corporation. Todos os direitos reservados.

Terumo™ e AZUR™ são marcas comerciais registradas da Terumo Corporation.

MicroVention™ é uma marca comercial registada da MicroVention, Inc.

SÍMBOLOS

	Código de lote
	Número de catálogo
	Conteúdo
	Esterilizado por irradiação

	Sistema de barreira estéril única com embalagem protetora no exterior
	Não reutilizar
	Não reesterilizar
	Data de validade
	Data de fabricação
	País de fabricação
	Consultar as Instruções de Utilização
	Precauções
	Marca CE
	Fabricante
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/ União Europeia
	Condicional para RM
	Apirogênico
	Apenas por receita médica
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização



Importador



Distribuidor



Identificação do paciente



Centro clínico ou médico



Data



Website de informações para
pacientes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA INSTRUÇÕES DE USO REQUERIDAS PELA ANVISA

Nome comercial:

SISTEMA DE ESPIRAL PERIFÉRICO AZUR CX 35 (DESTACÁVEL 10-20MM)

Para facilitar o entendimento, este produto também é referido no texto das Instruções de Uso como “Sistema Azur”.

Modelos disponíveis: (nome e tabela com modelos)

O SISTEMA DE ESPIRAL PERIFÉRICO AZUR CX 35 (DESTACÁVEL 10-20MM) está disponível nos seguintes modelos:

Tipo de espiral	Código do modelo	Diâmetro do loop da espiral (mm)	Comprimento contido da espiral (cm)
Sistema de Espiral Periférico Azur CX 35 (Destacável 10-20mm)	45-751019	10	19
	45-751324	13	24
	45-751632	16	32
	45-752039	20	39

Apresentação comercial:

O Sistema Azur CX 35 é fornecido em uma embalagem plástica protetora em forma de tubo dispensador, por sua vez contida em uma bolsa de poliéster/Tyvek estéril por feixes de elétrons. A bolsa é colocada dentro de uma caixa de transporte de papelão com as instruções de uso em múltiplas línguas.

Condições de conservação, armazenamento:

Armazene em local seco, com temperatura ambiente controlada.

Fabricante:

MicroVention, Inc.
35 Enterprise
Aliso Viejo, CA 92656
Estados Unidos da América

Detentor do registro:

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.
Praça General Gentil Falcão, 108 - conj. 91 e 92
Brooklin Novo - CEP: 04571-150 - São Paulo/SP
C.N.P.J. 03.129.105/0001-33

Anvisa nº: 80012280218

Responsável Técnico: Daniela Félix de Almeida - CRBM-SP nº 10.146

Informações ao Consumidor: Fone: (11) 3594-3800 - E-mail: tmsac@terumomedical.com

**ESTÉRIL.
ESTERILIZADO COM IRRADIAÇÃO.
PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.**

IU0218-Rev01